



サイドレール等で 重大事故(死亡事故等)が起きています!

サイドレール



ベッドで寝ている人の
転落や寝具の落下を
予防する製品です。

ベッド用グリップ




ベッド上での起き上がりや
立ち上がりなどの動作を
補助する製品です。


●介護を受ける方々の心身の状態や利用環境により、サイドレール等の隙間に身体の一部がはさまれたり圧迫され、身体の傷害や生命にかかわる事故が起きています。十分ご注意ください。

下記の方につきましてはすき間に身体の一部(特に頭や首)がはさまれないよう十分にご注意ください。


- ベッド上で予測できない行動をとると思われる方
- 自力で危険な状態から回避できないと思われる方




サイドレールのすき間に
腕を入れて操作しないで
下さい。



サイドレールのすき間に
身体を挟まないように
注意して下さい。



衣服の引っ掛かりに
注意して下さい



グリップのすき間に頭を
入れないで下さい。

医療・介護ベッド安全普及協議会
Safety Promotion Council for Medical and Home Care Bed

東京都江東区東砂2-14-5 TEL 03-3648-5510

ホームページ

<http://www.bed-anzen.org>

協議会会員名簿(あいうえお順)

シーホネンス株式会社

パラマウントベッド株式会社

フランスベッド株式会社

株式会社プラッツ

株式会社モルテン

株式会社ランダルコーポレーション

株式会社 東機貿

<http://www.seahonence.co.jp/>

<http://www.paramount.co.jp/>

<http://www.francebed.co.jp/>

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

<http://www.molten.co.jp/>

<http://www.lundal.info/>

<http://www.tokibo.co.jp/>